

Sistemas Automatizados – Sensibilidad antimicrobiana



Sensititre



- ✓ Es el método de referencia dentro de los métodos de dilución para estudiar la sensibilidad a antimicrobianos.
- ✓ Está basado en la inhibición del crecimiento microbiano en un medio líquido en presencia de una concentración de antibiótico en progresión aritmética
- ✓ Sistema de incubación y lectura automática
- ✓ Utiliza un escáner de lectura código de barras.
- ✓ Lecturas MIC verdaderas: para controlar con precisión los cambios en la resistencia a los antimicrobianos
- ✓ Carrusel climatizado que incuba de forma individual todas las placas asegurando las condiciones óptimas de crecimiento.
- ✓ Formatos de Diagnostico de MIC específicos: para garantizar el cumplimiento de CLSI (antes NCCLS) bovino/porcino, bovino, equino, mastitis , equinos, aviar.